

## StoRe Basic Mobil

kozetka lekarska 2-częściowa na kołach



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



|                          |                        |                    |                        |                         |
|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Nr 01<br>biały           | Nr 03<br>beżowy        | Nr 05<br>turkusowy | Nr 06<br>morski        | Nr 07<br>niebieski      |
| Nr 08<br>granatowy       | Nr 09<br>brązowy       | Nr 10<br>czarny    | Nr 11<br>czerwony      | Nr 12<br>ciemny zielony |
| Nr 13<br>fioletowy       | Nr 14<br>żółty         | Nr 16<br>szary     | Nr 17<br>pomarańczowy  | Nr 18<br>burgund        |
| Nr 19<br>amarantowy      | Nr 20<br>jasny zielony | Nr 21<br>zielony   | Nr 22<br>brązowy jasny | Nr 23<br>różowy jasny   |
| Nr 24<br>szaro-fioletowy |                        |                    |                        |                         |

**TAPICERKA kolory**

Mobilna kozetka lekarska o stałej wysokości 63 cm na stabilnym stelażu wykonanym z profili stalowych o przekroju rurki, lakierowanym proszkowo na kolor szary lakierem odpornym na promieniowanie UV. Kozetka medyczna wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy rastomatów w zakresie +/- Leże kozetki posiada wypełnienie z elastycznej pianki PU i obszyte jest bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Kozetka posiada w podstawie 4 koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 75mm z miękkimi oponkami do twardych podłoży, z czego 2 koła wyposażone są w blokady jazdy (hamulec postojowy).

**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**  
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000043708](mailto:PL-MF-000043708)

**PRODUCENT**



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

|  |   |
|--|---|
| Leże kozetki lekarskiej                          | <b>2-częściowe</b>  |
| Kozetka niemagnetyczna do MR                     | <b>Nie</b>  |
| Kozetka składana do transportu                   | <b>Nie</b>  |
| Kozetka przścienna (składana do ściany)          | <b>Nie</b>  |
| Regulowany zagłówek                              | <b>Tak</b>  |
| Otwór w leżu do badań kardiologicznych           | <b>Nie</b>  |
| Podkietniki w standardzie                        | <b>Nie</b>  |
| Podkietniki opcjonalnie                          | <b>Nie</b>  |
| Sekcja podnóżka                                  | <b>Nie</b>  |
| Sekcja podnóżka z regulacją                      | <b>Nie</b>  |
| Materiał ramy dolnej kozetki                     | <b>stal lakierowana</b>                                     |
| Długość całkowita kozetki                        | <b>190 cm</b>   |
| Szerokość całkowita kozetki                      | <b>55 cm</b>  |
| Skokowa regulacja wysokości kozetki              | <b>Nie</b>  |
| Wysokość całkowita kozetki                       | <b>63 cm</b>  |
| Dopuszczalne obciążenie kozetki                  | <b>180 kg</b>   |
| Kozetka z barierkami bocznymi                    | <b>Nie</b>  |
| Relingi do pasów stabilizujących                 | <b>Nie</b>  |
| Uchwyt na podkłady w standardzie                 | <b>Tak</b>  |
| Uchwyt na podkłady opcjonalnie                   | <b>Nie</b>  |
| Koła w standardzie                               | <b>Tak</b>  |
| Koła opcjonalnie                                 | <b>Nie</b>  |
| Usługa wniesienia kozetki do lokalu              | <b>(nie dotyczy)</b>  |
| Materiał ramy dolnej - szczegóły                 | <b>rukry stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym</b> |
| Sekcja zagłówka                                  | <b>tapicerowana</b>   |
| Sekcja zagłówka - sposób regulacji               | <b>skokowa (rastomat)</b>                                   |
| Sekcja zagłówka - zakres regulacji               | <b>-30° do +45°</b>   |
| Wieszak na podkłady higieniczne                  | <b>w standardzie, montowany z tyłu pod leżem</b>            |
| Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność      | <b>1 rolka o szerokości 50 cm</b>                           |
| Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm] | <b>53</b>   |
| Koła   | <b>skrótnie (kierunkowe)</b>                                |
| Koła - średnica [mm]                             | <b>75</b>   |
| Koła - blokowanie                                | <b>2 koła z blokadą jazdy (hamulec postojowy)</b>           |
| Długość sekcji zagłówka [cm]                     | <b>43</b>   |
| Długość sekcji leżniowo-nożnej [cm]              | <b>145</b>  |

|   |  |
|---|--|
| Waga kozetki [kg]   | <b>36</b>  |
| Numer katalogowy produktu   | <b>STORE-M</b>   |
| Kod PKWiU   | <b>32.50.30.0</b>  |
| Kod CN  | <b>9018 90 84</b>  |
| Certyfikacja produktu   | <b>CE/MD/MDR</b>   |
| Dokument certyfikacji produktu  | <b>deklaracja zgodności</b>  |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR  | <b>wyrób medyczny</b>  |
| Kod Basic UDI-DI  | <b>59048836100176X</b>   |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego  | <b>Klasa I, reguła 1</b>   |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego  | <b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>                                       |
| Nazwa zgłoszona do organu   | <b>StoRe – Basic Mobil stół rehabilitacyjny</b>  |
| Stawka podatku VAT na produkt   | <b>8%</b>  |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT  | <b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>  |
| Gwarancja ogólna  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarant udzielający gwarancji   | <b>producent wyrobu / produktu</b>   |
| Gwarancja na konstrukcję  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarancja na tapicerkę standardową  | <b>1 rok</b>   |
| Rodzaj przesyłki z produktem  | <b>przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg</b>  |
| Liczba paczek w przesyłce   | <b>1</b>   |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg]   | <b>40</b>  |
| Producent wyrobu  | <b>[34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska s.c. ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska] ☎ 77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl</b> |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | <b>[34] PL-MF-000043708</b>  |
| Serwis techniczny w Polsce  | <b>fabryczny producenta</b>  |
| Serwis techniczny - kontakt   | <b>☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | <b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | <b>producent (dane powyżej)</b>  |
| Zgłaszanie incydentów medycznych  | <b>[34] ☎ 77 410 52 57   info@meble-medyczne.pl</b>  |

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24