

## Drabinka rehabilitacyjna D4

### Charakterystyka i zalety drabinki

- odpowiednia do placówek rehabilitacyjnych i oświatowych
- szerokość 90 cm
- wysokość 250 cm
- solidne wykonanie
- boki o szerokości 12 cm i grubości 2,8 cm z klejonego drewna sosnowego
- owalne szczeble 30x38 mm z wyselekcjonowanego drewna bukowego
- ścienny zestaw montażowy na wyposażeniu drabinki
- odpowiednio wytrzymała zapewnia bezpieczną rehabilitację
- darmowa dostawa na terenie Polski



### Dane techniczne

Kraj producenta: Polska  
Gwarancja ogólna: 1 rok  
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu  
Serwis: fabryczny producenta  
Nr katalogowy wyrobu u producenta: D4  
Konstrukcja drabinki: drewniana  
Wysokość drabinki: 250 cm  
Szerokość drabinki: 90 cm  
Rodzaj drabinki: przyścienna  
Głębokość drabinki: 12  
Materiał konstrukcji: wyselekcjonowane drewno sosnowe  
Materiał szczebli: wyselekcjonowane drewno bukowe  
Montaż drabinki: do ściany  
Uchwyty montażowe: w opcji dodatkowej



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

### SPRZEDAWCA



#### EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) Internet: [epicmed.pl](http://epicmed.pl)

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16