

TR-04S

taboret lekarski z oparciem regulowany



Taboret lekarski oparty na stabilnej, 5-ramiennej podstawie wykonanej z aluminium wyposażonej w podgumowane stopki zapobiegające poślizgowi. Posiada okrągłe, obrotowe siedzisko z regulacją wysokości przy pomocy siłownika pneumatycznego (sprężyny gazowej) z osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego. Dźwignia regulacyjna umiejscowiona jest pod siedziskiem. Taboret oferuje dwa rozmiary oparcia pod plecy do wyboru. Siedzisko i oparcie taboretu lekarskiego wypełnione jest średnio twardą pianką poliuretanową i obszyte jest atestowanym materiałem tapicerskim w kolorze do wyboru z palety Standard lub palety Prestige. Obie wersje tapicerki są zmywalne i poddają się dezynfekcji. Wygodniejsze użytkowanie taboretu zapewnia oparcie pleców oraz aluminiowa obręcz pod stopy z regulowaną wysokością mechanizmem zaciskowym.

Producent: WS TECH S.C.

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe

- dwa rozmiary oparcia pleców do wyboru
- skóropodobna i zmywalna tapicerka z palety Standard

Tapicerka siedziska taboretu lekarskiego- kolory palety Standard

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M-754 jako skóropodobny materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na oleje do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz) oraz promieniowanie UV i zadrapania. Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem uniepalnionym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



TAPICERKA paleta STANDARD Line



Parametry: grubość 0.85 ±0,15 mm | masa powierzchniowa: ≥540 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥35 /≥20 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥2,5/≥2,5 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥40.000 cykli wg metody Martindale`a.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%.
Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



Tapicerka fotela ginekologicznego - kolory palety Prestige z 3-letnią gwarancją

Wynylowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwą handlową kolekcji Silvertex i Diamante. Posiada wykończenie PermaBlok3 chroniące przed plamami oraz powłokę antybakteryjną, antywirusową i przeciwgrzybiczą, która dzięki zawartym jonom srebra chroni w dużym stopniu przed bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz przed powstawaniem na powierzchni zarodników grzybów, mączniaków i pleśni i drożdży. Jest materiałem odpornym na promieniowanie UV oraz na pęknięcie, rozerwanie i utratę elastyczności, a przy tym trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu.

Aktywność wirusobójcza powłoki potwierdzona spełnieniem norm ISO 18184 (redukcja obecności koronawirusa o ponad 90% w ciągu jednej godziny od kontaktu) oraz ISO 21702 (redukcja aktywności koronawirusa o 99,9% w ciągu 24 godzin od ekspozycji na powierzchni). Testy przeprowadzono na materiale wystawionym na działanie koronawirusa Feline (ta sama rodzina koronawirusów, struktury i mechanizmy podobne do SARS-Cov2).

Właściwości bakteriostatyczne potwierdzone spełnieniem normy ISO 22196 (wartość aktywności przeciwbakteryjnej R> 2) - zapewnia utrzymanie powierzchni tapicerowanych wolnych od bakterii. Badanie przeprowadzono na materiale narażonym na działanie Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae.



TAPICERKA paleta Exclusive Line [dopłata]

SilverTex[®] SPRADLING[®] International



Parametry: gramatura: 685 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

Surowce: nośnik - Hi-Loft (tkanina produkowana w 100% z poliestrowej przędzy) | powłoka - winyl 100% | warstwa ochronna - PermaBlok3 i SilverGuard z jonami srebra.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.

PERMABLOK³[®] DCHRONIA PRZED BAKTERIAMI I PLAMAMI

SILVERGUARD[®] AG

Hi-Loft²[™] 100% POLIESTROWY PRZĘDY



Rodzaj taboretu	taboret z oparciem
Kształt siedziska taboretu	obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu	tapicerowane
Szerokość siedziska	ø35 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	59-84 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	z obręczą
Podstawa taboretu	5-ramienna ze stopkami
Materiał podstawy taboretu	aluminium
Maksymalne obciążenie	130 kg
Głębokość siedziska [cm]	35
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa - dźwignia ręczna pod siedziskiem
Oparcie pod plecy	tapicerowane 30x10 cm lub 30x20 cm
Regulacja oparcia	w pionie +/- 10 cm
Podnózek - materiał	obręcz z aluminium, wsporniki stalowe
Regulacja podnóżka	w pionie śrubą dociskową (na całej wysokości siłownika)
Średnica podstawy [cm]	65
Szerokość całkowita [cm]	65
Głębokość całkowita [cm]	65
Wysokość całkowita [cm]	120
Waga taboretu [kg]	8
Numer katalogowy produktu	TR-04s
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok

Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Producent	WS TECH spółka cywilna [2]
Siedziba producenta	[2] ul. Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[2] 13 464 44 49 biuro@wstech.eu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	9

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>