

MR-2

materac 1-częściowy 195x100x5cm do rehabilitacji i masażu



TAPICERKA - paleta Medi



Materac materac do rehabilitacji i masażu Kinesis MR-2 jednoczęściowy o wymiarach 195x100x5 cm. Wypełnienie materaca rehabilitacyjnego stanowi elastyczna a zarazem twarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. Materac obsyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym z palety Medi. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala na mycie i dezynfekcję powierzchni szeroko dostępnymi, także w naszym sklepie, preparatami do dezynfekcji.

Materac rehabilitacyjny Kinesis MR-2 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce rehabilitacyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Materac może też być wykorzystywany do niektórych rodzajów masażu oraz terapii manualnych.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kolorystyka i charakterystyka tapicerki materaca rehabilitacyjnego - paleta kolorów Medi

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Meditap B365 jako skrópodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz). Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.9 ± 0.2 mm | masa powierzchniowa: 550 ± 50 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 35 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥ 15 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 30.000 cykli wg metody Martindale'a.

Surowce: powłoka - PCV | nośnik - PES 100%. **Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji, również na bazie chloru i chlorków oraz alkoholu.

TAPICERKA - paleta Medi



Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 10 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	MR-2
Typ materaca	1-częściowy
Długość materaca	195 cm
Szerokość materaca	100 cm
Grubość materaca	5 cm
Wypełnienie materaca	pianka PU
Pokrowiec transportowy do materaca	bez pokrowca

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>