

StEL.21R

stół rehabilitacyjno-zabiegowy 2-częściowy elektryczny



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Nr 01 biały	Nr 03 beżowy	Nr 05 turkusowy	Nr 06 morski	Nr 07 niebieski
Nr 08 granatowy	Nr 09 brązowy	Nr 10 czarny	Nr 11 czerwony	Nr 12 ciemny zielony
Nr 13 fioletowy	Nr 14 żółty	Nr 16 szary	Nr 17 pomarańczowy	Nr 18 burgund
Nr 19 amarantowy	Nr 20 jasny zielony	Nr 21 zielony	Nr 22 brązowy jasny	Nr 23 różowy jasny
Nr 24 szaro-fioletowy				

TAPICERKA kolory

Stół stacjonarny rehabilitacyjno-zabiegowy wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym. Stół StEL.21R oferuje 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie +/- . Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką. Przy sekcji łędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne uchwyty do mocowania pasów stabilizujących pacjenta, które w opcji wyposażenia dodatkowego mogą być zamienione na obustronne barierki składane do poziomu poniżej leża. Stół w jego tylnej części wyposażony jest w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce zamontowany do ramy leża.

Stół rehabilitacyjno-zabiegowy wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery duże koła kierunkowe (skrajne) o średnicy 125 mm nadające stolowi mobilności w obrębie gabinetu lekarskiego i placówki medycznej. Koła ułatwiają manewrowanie stołem oraz posiadają bieżniki nie niszczące twardych podłoży i wszystkie wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Stacjonarny stół rehabilitacyjno-zabiegowy StEL.21R cechuje stabilność, niezawodność i prostota użytkowania. Znajdzie zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu lub innych terapii mających na celu przywrócenie sprawności poszczególnym partiom ciała pacjenta. Może być stosowany również w kinezyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinie UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu. Może być także używany z powodzeniem do zabiegów z użyciem aparatów leczniczych, czy lamp naświetlających, oraz do badania pacjenta i drobnych zabiegów w każdej innej placówce ochrony zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000043708

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE PRODUKTU

Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja badania i zabiegi
Barierki boczne	barierki boczne opcjonalnie
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna (pilot)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	54-94 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomu leża
Sekcja lędźwiowo-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.)	195 x 70 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
System jezdny	4 koła w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	250 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	STEL (UBM)
Barierki boczne - rodzaj	opcjonalnie składane
Barierki boczne - materiał	lakierowane profile stalowe
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	250
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	od -74° do +43°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie otwór w zagłówku z zaślepką
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie
System jezdny - typ	4 koła kierunkowe ø 125mm z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	90
Numer katalogowy produktu	STEL21 z pilotem ręcznym
Kod PKWU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR

Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59048836100206L
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STEL21 wielofunkcyjny stół zabiegowy
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	200x70x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	110
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska  ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów[Polska] ☎77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[34] PL-MF-000043708
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[34] ☎ 77 410 52 57 info@meble-medyczne.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24