


## AsCARD Mint 07.102

elektrokardiograf 3-kanalowy


 Polski producent  
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa  
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE


Elektrokardiograf AsCARD Mint v.07.102 jest prostym w obsłudze i wysokiej klasy 3-kanalowym aparatem EKG wykonanym w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe. Aparat umożliwia wykonywanie elektrokardiogramów w pełnym zakresie 12 odprowadzeń u dorosłych pacjentów i u dzieci.

Elektrokardiograf oferuje manualny i automatyczny tryb rejestracji zapisu EKG. Posiada ekran dotykowy LCD i alfanumeryczną klawiaturę z przyciskami funkcyjnymi oraz wbudowaną drukarkę termiczną (papier 58 mm) i akumulator pozwalający na wykonanie do 130 badań bez zasilania z sieci. Wyposażony jest w szereg przydatnych funkcji, między innymi w automatyczną detekcję zespołów QRS i w bazę danych z pamięcią do 1000 ostatnich badań automatycznych.

### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000018796](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT  
**ASPEL**  
SPRZĘT MEDYCZNY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



 Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE PRODUKTU

Zastosowanie w dziedzinie	medycyna
Seria aparatu EKG	AsCard Mint
EKG ilość kanałów	3 kanałowy
EKG ilość odprowadzeń	12 odprowadzeń
Analiza i interpretacja wyników	Nie
Pulsoksymetr w zestawie	Nie
EKG ekran / wyświetlacz	LCD graficzny 4" mono
Klawiatura w aparacie EKG	alfanumeryczna i funkcyjna
Zasilanie aparatu EKG	siec i akumulator
Porty (gniazda) aparatu EKG	USB
Komunikacja Wi-Fi	Nie
Protokół HL7	Nie
Drukarka wewnętrzna EKG	termiczna EKG 58 mm
Drukarka zewnętrzna EKG	brak (brak portu drukarki)
Wózek do aparatu EKG	dostępny opcjonalnie
Częstotliwość próbkowania jednego kanału [Hz/s]	2000
Aparat EKG - tryb rejestracji	manualny i automatyczny
Aparat EKG - tryb automatyczny	z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu
Drukarka wewnętrzna - szczegóły	termiczna na papier w rolkach 58 mm
Drukarka wewnętrzna - tryb wydruku	1 lub 3 przebiegi wybranej grupy
Drukarka wewnętrzna - opcje wydruku	normalna grubość wydruku linii krzywych EKG
Zapis EKG - czułość zapisu	2,5/5/10/20 mm/mV
Zapis EKG - prędkość zapisu	5/10/25/50 mm/s
Filtr zakłóceń sieciowych	50 Hz   60 Hz
Filtr zakłóceń mięśniowych	25 Hz   35 Hz   45 Hz
Filtr izolacji	0,15 Hz   0,45 Hz   0,75 Hz   1,5 Hz
Funkcje EKG - detekcja QRS	automatyczna
Funkcje EKG - detekcja HR	ciągły pomiar HR z prezentacją na wyświetlaczu
Funkcje EKG - prezentacja krzywych	w układzie standardowym lub Cabrera
Funkcje EKG - detekcja częstości akcji serca	wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
Funkcje EKG - detekcja pobudzeń	sygnalizacja dźwiękowa
Funkcje EKG - detekcja stymulatora serca	tak
Funkcje EKG - inne funkcje	aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
Funkcje EKG - detekcja odpięcia elektrody	niezależna dla każdej elektrody
Ekran aparatu EKG - typ	dotykowy LCD monochromatyczny
Ekran aparatu EKG - długość [mm]	128
Ekran aparatu EKG - szerokość [mm]	64
Ekran aparatu EKG - funkcje	prezentacja na wyświetlaczu 1 lub 3 przebiegów EKG
Pamięć aparatu EKG	do 1000 ostatnich badań automatycznych
Klawiatura aparatu EKG- rodzaj	membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

Komunikacja - USB	micro USB
Komunikacja - Wi-Fi	nie
Komunikacja - Ethernet (LAN)	nie
Komunikacja - funkcje	eksport badań do programu CardioTEKA   zapis badań do pamięci Flash
Menu aparatu EKG	j. polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski i serbski
Zasilanie sieciowe	AC   100-230 V   50/60 Hz
Zasilanie akumulatorowe	wbudowany akumulator   do 130 badań automatycznych na akumulatorze
Szerokość aparatu [cm]	22
Głębokość aparatu [cm]	15,3
Wysokość aparatu [cm]	5,5
Waga aparatu[kg]	0,6
Numer katalogowy produktu	07-101-0509
Kod PKWU	26.60.12.0
Kod CN	9018 11 00
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa IIa, reguła 10
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na aparat	2 lata
Gwarancja na akcesoria	6 miesięcy
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	3
Producent wyrobu	[2] ASPEL S.A.  os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska]  285 22 22 @ <a href="mailto:esklep@aspel.com.pl">esklep@aspel.com.pl</a>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[2] PL-MF-000018796
Serwis techniczny w Polsce	krajowa sieć serwisowa producenta
Serwis techniczny - kontakt	 694 423 953   <a href="https://aspel.com.pl/serwis,47">@serwis@aspel.com.pl</a>
Zdalna pomoc techniczna	 694 423 953  7:00 - 15:00 @ <a href="mailto:serwis@aspel.com.pl">serwis@aspel.com.pl</a>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[2]  508 295 181   <a href="mailto:eudamed@aspel.com.pl">eudamed@aspel.com.pl</a>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24