

ST02.E

mobilny stolik zabiegowy na kołach z blatami i szafką



Polski producent
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada trzy pogłębione blaty zabiegowe z trzech stron zabezpieczone relingami przed zsunieniem się sprzętu zabiegowego z blatu podczas przetaczania stolika oraz użytkową szafkę z drzwiczkami na sprzęt zabiegowy lub akcesoria i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szafka z zamkiem magnetycznym bez klucza (zatrzask). Ściany korpusu szafki od wewnątrz posiadają obicie z niechłonnego wilgoci materiału wygłuszającego w celu zmniejszenia rezonowania przy przetaczaniu stolika. Drzwi szafki z uchwytem frontowym do ich otwierania i zamykania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdami kół i uchwytami do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 duże kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardych podłoży nierysujących powierzchni. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojuowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory



DANE PRODUKTU

Konstrukcja stelaża stołka zabiegowego	stal lakierowana
Stołek zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wysokość stołka zabiegowego	90 cm
Szerokość stołka zabiegowego	122 cm
Ilość blatów zabiegowych	3 blaty zabiegowe
Materiał blatów zabiegowych	stal lakierowana
Stołek zabiegowy z szafką	Tak
Misy zabiegowe - ilość	2 misy zabiegowe
Misy zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna
Misy zabiegowe w standardzie	Nie
Misy zabiegowe opcjonalnie	Tak
Mobilny stołek na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stołka [kg]	35
Stelaż stołka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Błat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	górný 110 dolne 60
Błat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	50
Błat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	górný 10 dolne 5
Szafka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szafka - szerokość [cm]	50
Szafka - głębokość [cm]	50
Szafka - wysokość [cm]	58,5
Szafka - zamknięcie	opcjonalnie zamek patentowy z kluczem
Szafka - maksymalne obciążenie [kg]	10
Miski na odpady - ilość	opcjonalnie 1 lub 2 sztuki
Miski na odpady - pojemność [ml]	250
Miski na odpady - średnica [cm]	22
Miski na odpady - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	2
Podstawa stołka	mobilna na kołach
Kółka - rodzaj	skrótnie z odbojami
Kółka - średnica [mm]	100
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą
Szerokość całkowita stołka [cm]	122
Głębokość całkowita stołka [cm]	55

Wysokość całkowita stołka [cm]	90
Waga stołka [kg]	33
Numer katalogowy produktu	STKO-03-P(DL2P)-110-ST-0000-K8.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-STKOMK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STKO-03 stołek zabiegowy Typ STKO
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	55
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24