

MBX.A

mankiet uciskowy 12-komorowy rękaw BOA na
lewą rękę



Mankiet uciskowy Metrum Cryoflex 12-komorowy rękaw na lewą rękę do sekwencyjnego drenażu limfatycznego aparatem BOA Max 2 produkcji Metrum Cryoflex. Konstrukcja mankieta oparta jest na technologii overlappingu z zachodzącymi na siebie komorami powietrznymi. Rękaw uciskowy wyposażony jest w komplet przewodów ciśnieniowych do połączenia z aparatem do presoterapii. Mankiet uciskowy można dezynfekować powszechnie dostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi ze spryskiwaczem.

Mankiet uciskowy stosuje się w leczeniu obrzęków kończyn oraz zaburzeń układu limfatycznego, a także do przeprowadzania masażu uciskowego w celu detoksykacji organizmu. Nakładające się na siebie komory rękawa zapewniają bardziej delikatne i jednorodne zabiegi sekwencyjnego masażu uciskowego w połączeniu z elektronicznym systemem kontroli ucisku w aparacie do presoterapii.

Wykonując u wielu pacjentów zabiegi pneumatycznego masażu uciskowego z zastosowaniem jednego mankieta uciskowego należy do każdego zabiegu stosować specjalne wkłady higieniczne jednorazowego użytku wykonane z fizeliny. Są one dostępne w naszym sklepie w dwóch wersjach: oddychającej do stosowania w suchych zabiegach fizyoterapeutycznych presoterapii i w wersji nieprzemakalnej do zabiegów mokrych z użyciem preparatów kosmetycznych lub maści i kremów.

Mankiet uciskowy 12-komorowy na rękę jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: **Metrum Cryoflex**



Dystrybucja: **EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne**



32 720 94 11

Wyposażenie dodatkowe mankieta

- MBX.J1 TA04N100019 poszerzacz lewego rękawa uciskowego

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 5 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	6 miesięcy
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Rodzaj mankietu uciskowego	rękaw 12-komorowy
Mankiet uciskowy do aparatu	BOA Max 2
Rozmiar mankietu	uniwersalny
Zastosowanie mankietu	lewa kończyzna górna
Liczba komór	12
Zapinanie mankietu	zamek błyskawiczny [suwak]

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>