

C-02/C1.ST

zabiegowy wózek oddziałowy z kuwetami



LAKIER PROSZKOWY - kolory



Oddziałowy wózek szpitalny z dwoma blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 oraz stalową półką lakierowaną proszkowo z dwiema wyjmowanymi kuwetami z białego tworzywa sztucznego (polipropylen) i stalowy uchwyt do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z białego tworzywa sztucznego ABS. Blaty posiadają podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunięciem się z blatu podczas przetaczania wózka. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające regulację położenia elementów zawieszonych na stelażu, a w przyszłości także doposażenie wózka w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe

- stelaż i podstawa wraz z podstawą worka oraz półka pod kuwety lakierowane proszkowo w całości na kolor biały
- blaty instrumentalno-zabiegowe w naturalnym kolorze stali kwasoodpornej (srebrzyste)
- kuwety w kolorze białym
- pokrywa worka w kolorze białym

Paleta kolorów zabiegowego wózka oddziałowego - lakier proszkowy

Paleta kolorów RAL lakieru proszkowego dla zabiegowych wózków oddziałowych. Kolor RAL 9003 (biały) jest podstawowym kolorem nanoszenia proszkowej powłoki malarskiej na aluminiowe i stalowe elementy wózków oddziałowych i oferowany jest bez dopłaty. Pozostałe kolory objęte są dopłatami. Farby proszkowe to substancje termoutwardzalne na bazie polimerów, należące do najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego systemów tworzenia powłok malarskich. Nanoszone są metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Lakier proszkowy, który jest nakładany na konstrukcje wózków oddziałowych produkcji ZTM Tech-Med, to hybryda żywicy poliestrowej i żywicy epoksydowej zmieszana w stosunku 60/40% objętości żywic z domieszką pigmentu, wypełniacza i środków pomocniczych.



Lakiery poliestrowo-epoksydowe stosuje się do użytku wewnętrznego ze względu na zawartość żywicy epoksydowej, która jest nieco mniej odporna na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego. Posiadają za to bardzo dobre własności mechaniczne, antykorozyjne oraz dużą odporność chemiczną. Trudno ulegają ścieraniu i zarysowaniom oraz są odporne na działanie wysokich temperatur.

Przeznaczenie wózka oddziałowego	procedury medyczne
Konstrukcja wózka oddziałowego	stal + aluminium lakierowane
Wysokość wózka	88 cm
Szerokość wózka	95 cm
Wózek z białem/białami zabiegowymi	Tak
Błaty zabiegowo-instrumentalne	2 blaty stal kwasoodporna
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	Nie
Wózek z szufladą/szufladami	Nie
Wózek z półką/półkami koszowymi	Nie
Wózek z misami zabiegowymi	Nie
Wózek z kuwetami	Tak
Kuwety	2 kuwety poj. 8l (polipropylen)
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	Tak
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wózek mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna wózka [kg]	35
Stelaż wózka - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Blat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	górną 70,5 dolną 65,5
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	41,5
Blat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Półka na kuwety - materiał	stal lakierowana proszkowo
Kuwety - materiał	tworzywo sztuczne
Kuwety - ilość	2
Kuweta - długość [cm]	39,5
Kuweta - szerokość [cm]	32,5
Kuweta - głębokość [cm]	6,5
Kuweta - maksymalne obciążenie [kg]	5
Uchwyt worka na odpady - rodzaj	z pokrywą i podstawą
Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy	tworzywo ABS
Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy	stal lakierowana proszkowo
Podstawa wózka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne

Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita wózka [cm]	95
Głębokość całkowita wózka [cm]	43
Wysokość całkowita wózka [cm]	88
Ciężar wózka [kg]	18,5
Numer katalogowy produktu	C-03-BQP-66-ST-K5-W
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-K3/RM
Nomenklatura wg URPLWMI/PB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	55
Długość paczki [cm]	110
Wysokość paczki [cm]	110
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	20

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>