

SA.III

stolik-wózek aluminiowy pod 3 aparaty medyczne



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Mobilny stolik na kółkach pod aparaty medyczne lub aparaty do fizykoterapii oferuje trzy blaty do ustawienia aparatury medycznej. Blaty wykonane są z laminowanej płyty meblowej w kolorze białym. Stelaż stolika-wózka wykonany z zamkniętych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor biały. Podstawa posiada 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 50 mm, nadające stolikowi mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](#)

PRODUCENT

 **JUVENTAS**

**Autoryzowany dystrybutor producenta**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl <https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Przeznaczenie stolika / wózka	uniwersalne - różne aparaty
Seria produkcyjna stolików pod aparaty	SA/SM (Juventas)
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	aluminium lakierowane
Liczba pólek (blatów) pod aparaty	3 blaty
Materiał pólek (blatów) pod aparaty	plyta meblowa
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	Nie
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	Nie
Stolik z regulacją wysokości	Nie
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	82
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	45
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	52
Uchwyt monitora ekranowego	bez uchwytu do monitora
Wysięgnik podtrzymujący kable	bez wysięgnika kabli
Wysięgnik z głowicą na kropiółki	bez wysięgnika na kropiółki
Koszyk na kable do aparatów	bez koszyka na kable
Listwa zasilająca aparaty	bez listwy zasilającej
Stolik mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	15
Stelaż stolika - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Półki/blaty stolika - materiał	plyta meblowa laminowana
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	45
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	górny i dolny 45 cm środkowy 37 cm
Półka/blat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	3
Podstawa stolika	mobilna na kółkach
Kółka - rodzaj	skrętne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Waga stolika [kg]	10,5
Numer katalogowy produktu	SA III
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stolaparmedHL

Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SA III (III półki) stolik pod aparaturę medyczną
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	półpaleta EUR 6 (80x60 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	30
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24