

WD8B

szafka przyłóżkowa pacjenta jednostronna


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE


LAKIER PROSZKOWY - kolory



Szpitalna szafka przyłóżkowa pacjenta, jednostronna, wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na lakierowanym proszkowo stelażu aluminiowym zapewniającym regulację rozstawu elementów w osi pionowej. Posiada profilowany blat górny wykonany z tworzywa sztucznego ABS oraz wysuwany blat boczny z wodoodpornej płyty HPL, a także wysuwaną szufladę i szafkę dolną zamykaną drzwiczkami. Szafka pacjenta oparta jest na podstawie stalowej pokrytej tworzywem sztucznym ABS i wyposażonej w 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 55 mm w kolorze białym w obudowie z tworzywa sztucznego. Kółka posiadają bieżnik nie rysujący podłogi. 2 kółka wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). Cięższa podstawa stalowa nadaje stabilności całej konstrukcji szafki poprzez obniżenie jej środka ciężkości. Na górnej płaszczyźnie obudowy podstawy znajduje się wgłębienie na obuwie pacjenta.

W aluminiowym stelażu szafki pacjenta znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne kanały montażowe. Kanały wewnętrzne umożliwiają regulację wysokości i rozmieszczenia elementów zawieszonych na stelażu, a kanały zewnętrzne służą do montowania wyposażenia dodatkowego, jak również w przyszłości także doposażenia szafki w dodatkowe akcesoria montowane do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek. Kanały montażowe zaślepienie są maskownicami z tworzywa sztucznego stanowiącymi element dekoracyjny szafki i zapobiegają zbieraniu się brudu w kanałach montażowych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://pl-mf-00009262)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Typ szafki przyłóżkowej	jednostronna
Konstrukcja szafki	stelaż ALU + stal lakierowana
Wysokość szafki [cm]	88
Szerokość szafki [cm]	48
Głębokość szafki [cm]	40
Błat górny szafki	profilowany - tworzywo ABS
Błat boczny szafki	1 biał boczny wysuwany
Kosz lub wnęka na butelki	Nie
Półka lub kosz na obuwie	Tak
Szafka przyłóżkowa na kółkach	Tak
Błat górny - materiał	tworzywo sztuczne ABS
Błat górny - wymiary [mm]	480x400
Błat boczny - materiał	plyta HPL
Szuflada szafki - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada szafki - wymiary [mm]	375x280x105 (S x G x H)
Szafka - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szafka - wymiary korpusu [mm]	410x300x316 (S x G x H)
Podstawa szafki - materiał	stal pokryta tworzywem sztucznym ABS
Kółka - średnica [mm]	55
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą jazdy (hamulec)
Ciężar szafki [kg]	25
Numer katalogowy produktu	WD4-1-B(ABS3)S(M3)D-0000-K4.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-WD/UZ
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	WD8 szafka przyłóżkowa serii WD
Stawka podatku VAT na produkt	8%

Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	45
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wsttech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24