






## PRD3

## parawan lekarski 3-skrzydłowy w ramie drewnianej na kółkach

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

## ZASŁONA PARAWANU - kolory

elanobawełna  
białyelanobawełna  
beżowyelanobawełna  
niebieskielanobawełna  
szaryelanobawełna  
zielonyelanobawełna  
żółtyelanobawełna  
pomarańczowy  
ciemnyZbadane na substancje szkodliwe  
według Oeko-Tex® Standard 100

RODOS 165 elanobawełna

Mobilny parawan medyczny (lekarski) 3-skrzydłowy o wysokości 168 cm i szerokości 225 cm na stabilnej podstawie wyposażonej w kółka kierunkowe (skrętne) z blokadą jazdy i bieżnikiem nie rysującym podłoga. Każde ze skrzydeł parawanu wykonane jest na ramie z drewna bukowego lakierowanego w 3 wariantach kolorystycznych do wyboru. Ramy skrzydeł o szerokości 74,5 cm połączone zawiasami metalowymi. Parawan wyposażony jest w ekrany (zasłony) z tkaniny niezmywalnej wykonanej z elanobawełny w kilku kolorach do wyboru. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki.

## Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00035501](#)

## PRODUCENT



## Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Rodzaj parawanu	<b>3-skrzydłowy</b>
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	<b>Tak</b>
Parawan zmywalny	<b>Nie</b>
Materiał ramy parawanu	<b>drewno bukowe</b>
Kolor ramy drewnianej	<b>naturalny lub wybarwiony</b>
Materiał ekranu (zasłony) parawanu	<b>elanobawełna</b>
Wysokość całkowita parawanu	<b>168 cm</b>
Szerokość całkowita parawanu	<b>225 cm</b>
Szerokość skrzydła parawanu	<b>75 cm + 75 cm + 75 cm</b>
Łączenie skrzydeł parawanu	<b>zawiasy</b>
Rodzaj podstawy parawanu	<b>mobilna z kółkami</b>
Wykończenie konstrukcji drewnianej	<b>lakier do drewna</b>
Tkanina zasłony parawanu	<b>elanobawełna: 35% bawełna, 65% PES (poliester)</b>
Kółka - rodzaj	<b>skrajne</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Szerokość podstawy [cm]	<b>33</b>
Ciężar parawanu [kg]	<b>25,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>PRD3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>590401370parmedAK</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>Parawan medyczny PRD3</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>

Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>28</b>
Producent wyrobu	<b>[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☒ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce[Poliska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[38] PL-MF-000035501</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24