

StEL.31R

stół rehabilitacyjno-zabiegowy 3-częściowy elektryczny



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Nr 01 biały	Nr 03 beżowy	Nr 05 turkusowy	Nr 06 morski	Nr 07 niebieski
Nr 08 granatowy	Nr 09 brązowy	Nr 10 czarny	Nr 11 czerwony	Nr 12 ciemny zielony
Nr 13 lososowy	Nr 14 żółty	Nr 16 szary	Nr 17 pomarańczowy	Nr 18 burgund
Nr 19 amarantowy	Nr 20 jasny zielony	Nr 21 zielony	Nr 22 brązowy jasny	Nr 23 różowy jasny
Nr 24 szaro-fioletowy				

TAPICERKA kolory

Stół stacjonarny rehabilitacyjno-zabiegowy wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym. Stół StEL.31R oferuje 3-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie +/- oraz nieruchomą sekcją piersiową i podnoszoną pneumatycznie (sprężyna gazowa) sekcją lędźwiowo-nożną (oparcie pleców przy funkcji fotela). Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest beżową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką. Przy sekcji lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne uchwyty do mocowania pasów stabilizujących pacjenta, które w opcji wyposażenia dodatkowego mogą być zamienione na obustronne barierki składane do poziomu poniżej leża. Stół w jego tylnej części wyposażony jest w uchwyt na podkładki higieniczne w rolce zamontowany do ramy leża.

Stół rehabilitacyjno-zabiegowy wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery duże koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 125 mm nadające stołowi mobilności w obrębie gabinetu lekarskiego i placówki medycznej. Koła ułatwiają manewrowanie stołem oraz posiadają bieżniki nie niszczące twardych podłoży i wszystkie wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Stacjonarny stół rehabilitacyjno-zabiegowy StEL.31R cechuje stabilność, niezawodność i prostota użytkowania. Znajdzie zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu lub innych terapii mających na celu przywrócenie sprawności poszczególnym partiom ciała pacjenta. Może być stosowany również w kinetyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinie UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu. Może być także używany z powodzeniem do zabiegów z użyciem aparatów leczniczych, czy lamp naświetlających, oraz do badania pacjenta i drobnych zabiegów w każdej innej placówce ochrony zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000043708

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja badania i zabiegi
Barierki boczne	barierki boczne opcjonalnie
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna (pilot)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	54-94 cm
Liczba sekcji leża	3 sekcje (3-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja piersiowa	bez regulacji
Sekcja lędźwiowo-nożna	regulowana (podnoszona)
Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.)	195 x 70 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Tak
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
System jezdny	4 koła w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	250 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	STEL (UBM)
Barierki boczne - rodzaj	opcjonalnie składane
Barierki boczne - materiał	lakierowane profile stalowe
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	250
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Długość sekcji zagłówka [cm]	45
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	od -74° do +43°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie otwór w zagłówku z zaślepką
Długość sekcji piersiowej [cm]	65
Sposób regulacji sekcji piersiowej	bez regulacji
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm]	84,5
Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej	0° do +79°
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie

System jezdny - typ	4 koła kierunkowe ø 125mm z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	100
Numer katalogowy produktu	STEL 31 z pilotem ręcznym
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59048836100206L
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	STEL31 wielofunkcyjny stół zabiegowy
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	200x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	120
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska  ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska] ☎ 77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[34] PL-MF-000043708
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[34] ☎ 77 410 52 57 info@meble-medyczne.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należącą potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24