






PRD2

parawan lekarski 2-skrzydłowy w ramie drewnianej na kółkach

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

ZASŁONA PARAWANU - kolory

elanobawełna
białyelanobawełna
beżowyelanobawełna
niebieskielanobawełna
szaryelanobawełna
zielonyelanobawełna
żółtyelanobawełna
pomarańczowy
ciemnyZbadane na substancje szkodliwe
według Oeko-Tex® Standard 100

RODOS 165 elanobawełna

Mobilny parawan medyczny (lekarski) 2-skrzydłowy o wysokości 168 cm i szerokości 150 cm na stabilnej podstawie wyposażonej w kółka kierunkowe (skrętne) z blokadą jazdy i bieżnikiem nie rysującym podłoga. Każde ze skrzydeł parawanu wykonane jest na ramie z drewna bukowego lakierowanego w 3 wariantach kolorystycznych do wyboru. Ramy skrzydeł o szerokości 74,5 cm połączone zawiasami metalowymi. Parawan wyposażony jest w ekrany (zasłony) z tkaniny niezmymalnej wykonanej z elanobawełny w kilku kolorach do wyboru. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00035501](https://eudamed.europa.eu/PL-MF-00035501)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Rodzaj parawanu	2-skrzydłowy
Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Parawan zmywalny	Nie
Materiał ramy parawanu	drewno bukowe
Kolor ramy drewnianej	naturalny lub wybarwiony
Materiał ekranu (zasłony) parawanu	elanobawełna
Wysokość całkowita parawanu	168 cm
Szerokość całkowita parawanu	150 cm
Szerokość skrzydła parawanu	75 cm + 75 cm
Łączenie skrzydeł parawanu	zawiasy
Rodzaj podstawy parawanu	mobilna z kółkami
Wykończenie konstrukcji drewnianej	lakier do drewna
Tkanina zasłony parawanu	elanobawełna: 35% bawełna, 65% PES (poliester)
Kółka - rodzaj	skrajne
Kółka - średnica [mm]	50
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość podstawy [cm]	33
Ciężar parawanu [kg]	17,5
Numer katalogowy produktu	PRD2
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370parmedAK
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Parawan medyczny PRD2
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu

Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	19
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☒ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce[Poliska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24