



## DB3

drabinka rehabilitacyjna 250x78 cm drewniana



Drabinka rehabilitacyjna / gimnastyczna Juventas DB3 o wysokości 250 cm i szerokości 78 cm wykonana w całości z wyselekcjonowanego drewna bukowego w kolorze naturalnym. Montowana do ściany lub innej stałej płaszczyzny pionowej. Stosowana w placówkach rehabilitacyjnych i oświatowych do ćwiczeń rehabilitacyjnych i gimnastycznych. Na wyposażeniu drabinki znajduje się zestaw montażowy zawierający uchwyty ze śrubami.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka gabarytowa ponadnormatywna
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Konstrukcja drabinki	drewniana
Wysokość drabinki	250 cm
Szerokość drabinki	78 cm
Rodzaj drabinki	przysięnna
Głębokość drabinki	10 cm
Materiał konstrukcji	wyselekcjonowane drewno bukowe
Materiał szczebli	wyselekcjonowane drewno bukowe
Montaż drabinki	do ściany
Uchwyty montażowe	dostarczane wraz z drabinką: śruby 8 szt.   uchwyty 4 szt.

#### Biuro handlowe sklepu

---

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

---

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>