

Stolik pod aparat medyczny SAM-2

Charakterystyka i zalety stolika

- solidna i stabilna konstrukcja stalowa
- 2 stalowe półki o szerokości 40 cm i głębokości 41 cm pod aparaty medyczne
- wspornik do odprowadzenia kabli aparatów medycznych
- podniesione ranty boczne półek
- stalowy stelaż pozwalający na regulację w pionie położenia umieszczonych w nim półek
- dopuszczalne obciążenie każdej półki do 15 kg
- przejezdna podstawa pozwala na przemieszczanie aparatury w obrębie gabinetu i placówki
- 4 koła kierunkowe, w tym 2 koła z hamulcami
- wszystkie elementy lakierowane proszkowo na kolor wybrany z palety RAL
- dostępne wyposażenie dodatkowe
- wysokość całkowita 93 cm
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Gabaryt przesyłki z produktem: paczka do 15 kg
Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta: SAM-2
Przeznaczenie stolika: uniwersalny - różne aparaty
Liczba szuflad na akcesoria: bez szuflad
Liczba półek-blatów: 2 półki
Podstawa stolika: kółka z hamulcem
Szafka na akcesoria: bez szafki
Stelaż stolika - materiał: stal lakierowana proszkowo
Wysokość całkowita stolika [cm]: 93
Szerokość całkowita stolika [cm]: 50
Głębokość całkowita stolika [cm]: 50
Regulacja rozmieszczenia elementów na stelażu stolika: TAK
Półki/blaty - materiał: stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty - szerokość [cm]: 41
Półki/blaty - długość [cm]: 40
Półki/blaty - maksymalne obciążenie [kg]: 15
Wyposażenie stolika - listwa zasilająca: w opcji dodatkowej
Podstawa stolika: przejezdna
Podstawa stolika - materiał: stal lakierowana proszkowo
Kółka - rodzaj: kierunkowe
Kółka - średnica [mm]: 50
Kółka - blokowanie: 2 koła z blokadą jazdy
Maksymalne obciążenie stolika [kg]: 30
Waga stolika [kg]: 15



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

Wyposażenie fabryczne

- 2 półki
- 1 wspornik na przewody

Wyposażenie opcjonalne

- dodatkowa półka
- dodatkowy wspornik na przewody
- antyprzebieciowa listwa zasilająca z uziemionymi 4 gniazdami do podłączenia aparatury

Kolorystyka stolika pod aparaty medyczne - lakier proszkowy



SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16