

## WD1

### szafka przyłóżkowa pacjenta jednostronna



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



#### PŁYTY MEBLOWE - kolory laminatów

##### Grupa I

PM1 8685 BS biel alpejska	PM2 0112 PE jasny szary	PM3 0514 PE kość stoniowa	PM4 K107 PW dąb elegance	PM5 K1912 BS olcha	PM7 K010 SN sosna loft biała

##### Grupa II objęta dopłatą

PM8 0522 PE beżowy	PM9 0301 SU cappuccino	PM11 0132 BS pomarańczowy	PM12 7113 BS czerwień chill	PM17 0125 BS niebieski	PM18 7190 BS zieleń mamba
PM23 K517SU jasny niebieski	PM20 0134 BS żółty	PM21 K512SU morelowy	PM22 K513SU jasny różowy	PM24 K518SU pastel niebieski	

Szpitalna szafka przyłóżkowa pacjenta, jednostronna, wykonana w całości z laminowanych płyt meblowych. Posiada blat wykonany z płyty HPL oraz wysuwaną szufladę i część dolną z drzwiczkami, a także praktyczną wnękę pomiędzy szufladą a częścią dolną szafki. Szafka pacjenta oparta jest na podstawie wyposażonej w 4 kółka kierunkowe (skrzętne) o średnicy 55 mm w kolorze białym w obudowie z tworzywa sztucznego. Kółka posiadają bieżnik nie rysujący podłogi. 2 kółka wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy).

#### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

#### PRODUCENT



#### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



# DANE TECHNICZNE

Typ szafki przyłóżkowej	<b>jednostronna</b>
Konstrukcja szafki	<b>plyta meblowa</b>
Wysokość szafki [cm]	<b>88</b>
Szerokość szafki [cm]	<b>43</b>
Głębokość szafki [cm]	<b>46</b>
Błat górny szafki	<b>plaski - plyta meblowa</b>
Błat boczny szafki	<b>bez blatu bocznego</b>
Kosz lub wnęka na butelki	<b>Nie</b>
Półka lub kosz na obuwie	<b>Nie</b>
Szafka przyłóżkowa na kółkach	<b>Tak</b>
Błat górny - materiał	<b>plyta meblowa laminowana</b>
Błat górny - wymiary [mm]	<b>430x460</b>
Szuflada szafki - materiał	<b>plyta meblowa obustronnie laminowana</b>
Szuflada szafki - wymiary [mm]	<b>340x330x120 (S x G x H)</b>
Szafka - materiał	<b>plyta meblowa obustronnie laminowana</b>
Szafka - wymiary korpusu [mm]	<b>390x360x410 (S x G x H)</b>
Podstawa szafki - materiał	<b>plyta meblowa obustronnie laminowana</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>55</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kółka z blokadą jazdy (hamulec)</b>
Ciężar szafki [kg]	<b>18,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>WD1-1-B(HPL3)SD-PM_-K4.3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-WD/UZ</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>WD1 szafka przyłóżkowa serii WD</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>

Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>20</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24