

PM-01/85

metalowy parawan lekarski 1-skrzydłowy



Parawan medyczny WSTech PM-01/85 jednoskrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 85 cm wykonany w ramie z profili metalowych (rurka) lakierowanych proszkowo w pięciu kolorach do wyboru. Parawan wyposażony jest w ekran (zasłonę) z tkaniny wykonanej z elanobawełny w trzech kolorach do wyboru. Podstawa na podgumowanych kółkach z hamulcem (blokadą) nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki. Zamiast kółek parawan może być wyposażony w podgumowane stopki. Parawan znajdzie zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w innych placówkach medycznych, a także w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

Producent: WS TECH S.C.

W S T E C H

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kolorystyka zasłon ekranowych w parawanie medycznym - elanobawełna



| | |
|-----------------------------------|--|
| Gabaryt przesyłki z produktem | paczka do 10 kg |
| Kraj producenta | Polska |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarancja - gwarant | gwarantem jest producent wyrobu |
| Serwis | fabryczny producenta |
| Nr katalogowy wyrobu u producenta | PM-01 |
| Typ parawanu | 1-skrzydłowy |
| Parawan niemagnetyczny MR | Nie |
| Wysokość parawanu | 170 cm |
| Szerokość parawanu | 85 cm |
| Materiał ramy | stal lakierowana |
| Materiał ekranu | elanobawelna |
| Kółka w podstawie parawanu | Tak - opcja |
| Konstrukcja parawanu | profile metalowe - rurki |
| Wykończenie konstrukcji | lakier proszkowy |
| Szerokość skrzydeł [cm] | 85 |
| Szerokość podstawy [cm] | 50 |
| Podstawa parawanu | przejezdna lub na stopkach z regulacją |
| Kółka z hamulcem | 3 - przy wybranej konfiguracji z kółkami |
| Waga parawanu [kg] | 5 |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>