

## PEDI-PAK

kaseta pediatria do defibrylatora AED



Wygodna w użyciu kaseta pediatria Heartsine Samaritan Pedi-Pak, w której mieszczą się dwa elementy - bateria oraz elektrody pediatria dla dzieci do 8 roku życia. Elektrody są łatwe do naklejenia na klatkę piersiową małego pacjenta, są na nich narysowane ikony ukazujące jakie powinno być ich ułożenie. Defibrylator dokładnie wskazuje właściwe miejsce umieszczenia elektrod. Okres ważności kasety wynosi 4 lata - termin ważności na odwrocie kasety. Samaritan Pedi-Pak posiada przewód o długości 1 metra.

Producent: HeartSine Technologies



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	<b>paczka do 2 kg</b>
Kraj producenta	<b>Wielka Brytania (Irlandia Północna)</b>
Gwarancja ogólna	<b>4 lata</b>
Gwarancja - gwarant	<b>gwarantem jest przedstawiciel producenta w Polsce</b>
Serwis	<b>przedstawiciela producenta w Polsce</b>
Nr katalogowy wyrobu u producenta	<b>PEDI-PAK-04</b>
Rodzaj akcesorium AED	<b>elektrody i baterie do AED</b>
Zastosowanie do AED	<b>Samaritan PAD</b>

#### Biuro handlowe sklepu

---

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>