


Dura-Stick Plus Dual Snap 42203

elektrody samoprzylepne 5x10cm 40 sztuk



Oznaczenia na opakowaniu - przykład



Prostokątne elektrody samoprzylepne wielokrotnego użytku do elektroterapii i elektrostymulacji aparatami i elektrostymulatorami wyposażonymi w kable pacjenta zakończone opatentowanymi przez grupę DJO Global dwoma zatrzaskami My-SNAP do podłączenia elektrod. Elektrody posiadają podłączenie do kabla pacjenta zakończone 2 zatrzaskami (katoda i anoda) My-SNAP z charakterystycznym, centralnym otworkiem w zatrzasku. Elektrody są elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała. Od strony przyklejanej na pole zabiegowe powleczone są specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne. Elektrody serii Plus zawierają większą ilość srebra, niż w elektrodach standardowych, dzięki czemu posiadają lepszą przewodność elektryczną. 1 opakowanie zawiera 2 elektrody w zamykanym woreczku strunowym do ich przechowywania.

Przedmiotem sprzedaży jest 40 sztuk elektrod o numerze katalogowym producenta 42203 pakowanych w opakowania jednorazowe po 2 sztuki (20 opakowań).

Elektrody samoprzylepne wystarczają na około 15 aplikacji do skóry w zależności od rodzaju skóry oraz warunków przechowywania i użytkowania elektrod. Po użyciu zawsze należy przechowywać elektrody w szczelnie zamkniętym opakowaniu załączonym do elektrod, w miejscu ciemnym, chłodnym i suchym (np. chłodziarka, lodówka). Nie należy używać elektrod po upływie terminu przydatności do użytku podanego na opakowaniu.

Ze względów higienicznych i epidemiologicznych, w związku z możliwością zainfekowania elektrody mikroorganizmami żyjącymi na skórze, elektrody samoprzylepne po pierwszym użyciu nie powinny być już używane przez inne osoby.

Producent: Chattanooga [DJO Global Group]



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Kraj producenta	Wielka Brytania (Anglia)
Gwarancja ogólna	do terminu ważności wyrobu
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta	42203
Typ elektrod	wielorazowe
Rodzaj elektrod	samoprzylepne
Kształt elektrod	prostokątne
Klasa przewodzenia elektrod	standard plus
Rozmiar elektrod	5 x 10 cm
Połączenie z kablem pacjenta	2x My-SNAP zatrząsk
Ilość elektrod	40 elektrod
Elektrody z pokrowcami	Nie
Okres używalności	około 15 aplikacji

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>