

## KR-WL04

piankowy wałek rehabilitacyjny  $\varnothing 10 \times 60 \text{cm}$



Polski producent  
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Wałek rehabilitacyjny o średnicy 10 cm i długości 60 cm do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej lub masażu. Wkład wałka stanowi kształtka o bryle walca wykonana z pianki poliuretanowej o średniej gęstości pozornej 37-41 kg/m<sup>3</sup> produkowanej w technologii Maxfoam i wycinanej z jednolitej płyty (bez klejenia warstw). Pianka użyta do wkładu wałka jest sprężystą pianką o średniej twardości (HR) oraz o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności na odkształcenia. Wałek obsyty jest atestowanym i skóropodobnym materiałem tapicerskim w wybranym kolorze. Poszycie tapicerskie wałka wyposażone jest w zapięcie na suwak umożliwiające łatwe zdejmowanie tapicerki do czyszczenia.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](#)

PRODUCENT

**W S T E C H**

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



S01 niebieski	S02 błękitny	S03 zielony	S04 zielony jasny	S05 pomarańczowy jasny
S06 czerwony	S07 różowy	S08 fioletowy	S09 ecru	S10 pomarańczowy
S11 biały beskidzki	S12 szary	S13 morski	S14 pistacjowy limonka	S15 beżowy
S16 czarny	S17 żółty	S18 brązowy		



TAPICERKA paleta STANDARD

# DANE TECHNICZNE

Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Średnica wałka [cm]	10
Długość wałka [cm]	60
Wkład wałka	pianka PU HR 40 kg/m <sup>3</sup>
Twardość wałka	średnio twardy
Poszycie wałka	rozpinane (tkanina skóropodobna)
Pokrowiec na walek	bez pokrowca
Wkład piankowy - gęstość właściwa [kg/m <sup>3</sup> ]	40
Wkład piankowy - gęstość pozorna (porowatość) [kg/m <sup>3</sup> ]	37-41
Wkład piankowy - naprężenie ściskające CLD (sprężystość)	(40%) 6,35 – 7,35 kPa
Wkład piankowy - elastyczność przy odbiciu	min. 40%
Wkład piankowy - odkształcenie plastyczne	(50%) max. 7%
Wkład piankowy - wytrzymałość na rozciąganie	min. 100 kPa
Wkład piankowy - wydłużenie względne przy zerwaniu	min. 100%
Ciężar wałka [kg]	0,18849
Numer katalogowy produktu	KR-WL04
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	3926 90 97
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491KszRehYX
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	KR-WL04 kształtka rehabilitacyjna - walek
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na wkład piankowy	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	1
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☐ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu

SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24