

MB3.H1A

zabiegowy wózek oddziałowy z wyposażeniem



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Oddziałowy wózek szpitalny z dwoma profilowanymi (pogłębionymi) blatami zabiegowo-instrumentalnymi wykonanymi z wytrzymałego i lekkiego tworzywa ABS. Pogłębienie blatów zabezpiecza instrumentarium przed zsunieniem się z blatu podczas przetaczania wózka. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z lekkich profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych z estetyczną nakładką wykonaną z tworzywa sztucznego ABS. Cięższa podstawa stalowa nadaje stabilności całej konstrukcji wózka poprzez obniżenie jego środka ciężkości. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrótnie) o średnicy 75 mm w obudowie z białego tworzywa sztucznego z oponkami nie rysującymi twardych podłoży. Dwa kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Uzupełnieniem konstrukcji wózka oddziałowego jest praktyczny uchwyt do jego przetaczania w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się zewnętrzne i wewnętrzne kanały montażowe. Kanały wewnętrzne umożliwiają regulację położenia blatów zawieszonych na stelażu, a kanały zewnętrzne służą do montowania wyposażenia dodatkowego, jak również w przyszłości także doposażenia wózka w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek. Kanały montażowe zaślepienie są maskownicami z tworzywa sztucznego stanowiącymi element dekoracyjny wózka oddziałowego i zapobiegają zbieraniu się brudu w kanałach montażowych.

Model MB3.H1A zabiegowego wózka oddziałowego został wyposażony w kosz KU1.9-Z z pokrywą wahadłową o pojemności 9 litrów na odpady wykonany z tworzywa sztucznego w kolorystyce biało-szarej oraz w pojemnik PZI-D2 z tworzywa sztucznego na zużyte igły jednorazowo zamocowany na obręczy ze stali kwasoodpornej. Pozostałe wyposażenie dodatkowe dostępne jest za dopłatą.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](mailto:sklep@epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

LAKIER PROSZKOWY - kolory

RAL 1015 beżowy	RAL 1018 żółty	RAL 2008 pomarańczowy	RAL 3000 czerwony	RAL 4003 różowy
RAL 5002 granatowy	RAL 5012 niebieski	RAL 5021 morski	RAL 6018 zielony	RAL 7035 szary
RAL 9001 kremowy	RAL 9003 biały	RAL 9006 aluminiowy		



Przeznaczenie wózka oddziałowego	procedury medyczne
Konstrukcja wózka oddziałowego	stal + aluminium lakierowane
Wysokość wózka	88 cm
Szerokość wózka	90 cm
Wózek z białem/białami zabiegowymi	Tak
Błaty zabiegowo-instrumentalne	2 białe tworzywo ABS
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	Nie
Wózek z szufladą/szufladami	Nie
Wózek z półką/półkami koszowymi	Nie
Wózek z misami zabiegowymi	Nie
Wózek z kuwetami	Nie
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	Nie
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	Nie
Wózek mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna wózka [kg]	30
Stelaż wózka - materiał	aluminium lakierowane proszkowo
Biał(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	tworzywo sztuczne ABS
Błat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	górnymy 74 cm dolnymy 65,5
Błat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	41
Błat - maksymalne obciążenie [kg]	10
Podstawa wózka - materiał	stal pokryta tworzywem ABS
Kółka - rodzaj	4 kółka skrętne w obudowie z tworzywa ABS
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita wózka [cm]	90
Głębokość całkowita wózka [cm]	45,5
Wysokość całkowita wózka [cm]	88
Ciążar wózka [kg]	14,5
Numer katalogowy produktu	H-02-BP-ABS3-0000-K6.3-W MD2.L400-1.75.T PZI1.KO.PL.TW.3000-USU1.L40 KU1.9.TW.7035-Z
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-MB3/FS

Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	H-01 stołek oddziałowy wielofunkcyjny serii MB-3 Typ H
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	17
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☒ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz[Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24