

## ST01.C

mobilny stolik zabiegowy na kołach z blatami i szufladami



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada dwa blaty zabiegowe – górny blat w formie pogłębionej półki z trzech stron zabezpieczonej relingiem i dolny na korpusie szuflady z pogłębieniem zabezpieczającym instrumentarium przed zsunięciem się z blatu podczas przetaczania stolika – oraz trzy użytkowe szuflady na akcesoria zabiegowe i obustronne odcinki szyn instrumentalnych do mocowania lub zawieszania innego wyposażenia zabiegowego. Szuflady bez zamków z uchwytyami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego z gniazdami kół i uchwytyami do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 duże kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 100 mm z wysuniętymi odbojami i oponkami do twardej podłożu nierysującymi powierzchnią. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

### Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.epicmed.pl)

### PRODUCENT



### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

### LAKIER PROSZKOWY - kolory

<b>RAL 1015</b> beżowy	<b>RAL 1018</b> żółty	<b>RAL 2008</b> pomarańczowy	<b>RAL 3000</b> czerwony	<b>RAL 4003</b> różowy
<b>RAL 5002</b> granatowy	<b>RAL 5012</b> niebieski	<b>RAL 5021</b> morski	<b>RAL 6018</b> zielony	<b>RAL 7035</b> szary
<b>RAL 9001</b> kremowy	<b>RAL 9003</b> biały	<b>RAL 9006</b> aluminowy		



## DANE TECHNICZNE

Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	<b>stal lakierowana</b>
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Nie</b>
Wysokość stolika zabiegowego	<b>90 cm</b>
Szerokość stolika zabiegowego	<b>57 cm</b>
Ilość blatów zabiegowych	<b>2 blaty zabiegowe</b>
Materiał blatów zabiegowych	<b>stal lakierowana</b>
Ilość szuflad na akcesoria	<b>3 szuflady</b>
Materiał szuflad na akcesoria	<b>stal lakierowana</b>
Stolik zabiegowy z szafką	<b>Nie</b>
Misy zabiegowe - ilość	<b>1 misa zabiegowa</b>
Misy zabiegowe - materiał	<b>stal kwasoodporna</b>
Misy zabiegowe w standardzie	<b>Nie</b>
Misy zabiegowe opcjonalnie	<b>Tak</b>
Mobilny stolik na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna stolika [kg]	<b>25</b>
Stelaż stolika - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>45</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	<b>50</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Szuflada(y) - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada - szerokość [cm]	<b>37,5</b>
Szuflada - głębokość [cm]	<b>43</b>
Szuflada - wysokość [cm]	<b>10,5</b>
Szuflada(y) - zamknięcia	<b>opcjonalnie</b>
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Miski na odpady - ilość	<b>opcjonalnie 1 sztuka</b>
Miski na odpady - pojemność [ml]	<b>250</b>
Miski na odpady - średnica [cm]	<b>22</b>
Miski na odpady - materiał	<b>stal kwasoodporna gat. 0H18N9</b>
Miski na odpady - maksymalne obciążenie [kg]	<b>2</b>
Podstawa stolika	<b>mobilna na kółkach</b>
Kółka - rodzaj	<b>skrętne z odbojami</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>100</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 kola z blokadą</b>

Szerokość całkowita stolika [cm]	<b>57</b>
Głębokość całkowita stolika [cm]	<b>55</b>
Wysokość całkowita stolika [cm]	<b>90</b>
Waga stolika [kg]	<b>22</b>
Numer katalogowy produktu	<b>STKO-02-PS(3)-45-ST-0000-K8.3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	<b>wyrób medyczny</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-STKO/MK</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	<b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>
Nazwa zgłoszona do organu	<b>STKO-02 stolik zabiegowy Typ STKO</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>1 rok</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka paletowa</b>
Rodzaj palety	<b>paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna</b>
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	<b>45</b>
Producent wyrobu	<b>[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☐ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl</b>
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	<b>[37] PL-MF-000009262</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	<b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>
Zgłaszanie incydentów medycznych	<b>[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl</b>

### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24