

LD-S02 Standard

leżanka medyczna 3-częściowa drewniana



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



TAPICERKA paleta STANDARD

Leżanka medyczna o szerokości 55 cm i stałej wysokości 55 cm wykonana na stabilnej konstrukcji z drewna bukowego lakierowanego w 2 wariantach kolorystycznych do wyboru. Posiada trzyczęściowe leże z sekcjami zagłówek i podnóżka regulowanymi skokowo za pomocą mechanizmów typu rastomat. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezzwłową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety standard lub palety Prestige. W opcjach dodatkowych leżankę można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części oraz w dolną półkę na akcesoria.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



| | |
|--|---|
| Leże leżanki medycznej | 3-częściowe |
| Regulowany zagłówek | Tak |
| Odlączany podglówek | Nie |
| Podłokietniki w standardzie lub opcjonalnie | Nie |
| Sekcja podnóżka | Nie |
| Sekcja podnóżka z regulacją | Tak |
| Materiał ramy leżanki medycznej | drewno bukowe |
| Ciemny kolor ramy - opcjonalnie | Tak |
| Długość całkowita leżanki | 190 cm |
| Szerokość całkowita leżanki | 55 cm |
| Skokowa regulacja wysokości leża leżanki | Nie |
| Wysokość całkowita leżanki | 55 cm |
| Dopuszczalne obciążenie leżanki | 150 kg |
| Uchwyt na podkładki (standard / opcjonalnie) | Tak |
| Koła w standardzie lub opcjonalnie | Nie |
| Usługa wniesienia leżanki do lokalu | niedostępna |
| Materiał ramy dolnej - szczegóły | drewno bukowe |
| Wytrzymałość statyczna [kg] | 150 |
| Sekcja zagłówka | długa tapicerowana |
| Sekcja zagłówka - sposób regulacji | skokowo rastomatem |
| Sekcja zagłówka - zakres regulacji | 0° - 45° |
| Otwór w zagłówku | z otworem lub bez otworu |
| Zaślepka otworu w zagłówku | w standardzie przy wyborze otworu w zagłówku |
| Półka pod leżem | opcjonalnie |
| Sekcja podnóżka - sposób regulacji | skokowo rastomatem |
| Sekcja podnóżka - zakres regulacji | 0° - 35° |
| Wieszak na podkładki higieniczne | opcjonalnie |
| Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm] | 190 |
| Długość sekcji zagłówka [cm] | 63 |
| Długość sekcji piersiowej [cm] | 53 |
| Długość sekcji podnóżka [cm] | 70 |
| Waga leżanki [kg] | 33 |
| Numer katalogowy produktu | LD-S02 55/55 |
| Kod PKWU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |

| | |
|---|---|
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5900415491LeDr75 |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | Leżanka drewniana LD-S02 |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 2 lata |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 2 lata |
| Gwarancja na tapicerkę premium | 3 lata |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg |
| Szerokość paczki [cm] | 80 |
| Długość paczki [cm] | 200 |
| Wysokość paczki [cm] | 35 |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | 35 |
| Producent wyrobu | [36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [36] PL-MF-000045163 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24