

## LK1

lustro korekcyjne z siatką 1-skrzydłowe w ramie  
drewnianej



Lustro korekcyjne Juventas LK1 1-skrzydłowe z naciętą siatką posturograficzną na tafli polerowanego szkła w ramie z drewna bukowego w kolorze naturalnym. Stosowane w rehabilitacji do oceny i korekcji wad postawy u dzieci i dorosłych. Rama lustra korekcyjnego oparta jest na podstawie z drewna bukowego wyposażonej w kółka do przemieszczania lustra.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 200x80cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Liczba skrzydeł lustra	1-skrzydłowe
Rama lustra	drewniana
Typ lustra	przejezdne
Siatka posturograficzna	Tak
Sztko - materiał	sztko polerowane
Wymiary oczka siatki posturograficznej	150x195 mm
Konstrukcja ramy	wyselekcjonowane drewno bukowe w kolorze naturalnym
Wysokość całkowita [cm]	180
Szerokość całkowita [cm]	77
Wysokość skrzydła z ramą [cm]	165,5
Szerokość skrzydła z ramą [cm]	70
Konstrukcja podstawy	wyselekcjonowane drewno bukowe w kolorze naturalnym
Podstawa	z kółkami
Waga lustra [kg]	20

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>